

Gesundheitsmonitor GMON

„Gesundheitsrisiken ERKENNEN – fachmännisch BEWERTEN – präventiv HANDELN“

Benutzerhandbuch GMON – TANITA ViScan

Neustart einer Messung

→ **Neue Messung**

Über die Schaltfläche **<Neue Messung>** erscheint der Dialog zur Kommunikation mit dem TANITA Messgerät ViScan AB xxx:



Neustart einer Messung

Bei der ersten Messung müssen die Parameter zum Messgerät (Typ, Modus und Anschluss) eingestellt werden.

 **Die Hinweise zum Messgerät ViScan sind beim Anschluss an den PC unbedingt zu beachten!**

Die Messung beginnt mit der Betätigung der Schaltfläche **<Start Messung>**. Im Informationsfenster werden entsprechende Hinweise angezeigt bzw. Fehler mitgeteilt, falls die Verbindung zur Waage nicht hergestellt werden kann.

Steuermodus

Es werden 2 Modi unterschieden:

- **Normalbetrieb:** Start der Messung am Terminal des ViScan, der PC wartet auf die Übertragung der Messwerte.
- **Manuelle Eingabe:** Die Messwerte sind manuell vom Ausdruck des Messgerätes zu übernehmen, falls beispielsweise keine Verbindung zwischen PC und Messgerät verfügbar ist.

Nach erfolgreicher Übernahme der Messwerte schließt sich dieser Dialog automatisch und die Daten werden im Gesundheitsmonitor eingetragen. Mit Betätigung der Schaltfläche **<Speichern>** werden alle angezeigten Daten in die Datenbank zu übernehmen. Ohne Speicherung werden alle Daten verworfen, falls die nächste Messung beginnt (z.B. bei Messwiederholung wegen offensichtlicher Fehlmessung) oder die Karteikarte verlassen wird.

[<nach oben>](#)