


# Gesundheitsmonitor GMON

„Gesundheitsrisiken ERKENNEN – fachmännisch BEWERTEN – präventiv HANDELN“



## GMON – Report: Kopf- und Abschlusszeile

### Gestalten der Kopf- und Abschlusszeile

Nach Kundenauswahl können im GMON unter „Extras“ Programmeinstellungen geändert werden.



- Ein-/Ausblenden von Registern zur Vorbereitung einer effektiven Anwendung,
- Einstellen von Maßeinheiten (kg/st/lb bzw. m/cm/ft/inch)
- Gestaltung der Reports (Kopf / Abschlusszeile)
- Ändern der Hintergrundfarbe in der Kopfzeile



Mittels einfacher Menüfunktionen können Texte eingegeben und formatiert werden sowie ein Bild (bmp-Format) eingefügt werden. Für die Kopfzeile ist der verfügbare Platz beschränkt, die Abschlusszeile kann beliebig beschrieben werden.

Die Einstellungen sind für alle Reports bis zur nächsten Änderung gültig.