


# Монитор состава тела GMON

*"ВЫЯВЛЯЕТ возможные угрозы здоровью – Профессионально ОЦЕНИВАЕТ состояние организма – РЕКОМЕНДУЕТ профилактические меры"*


## Приобретение новой лицензии

Выберите любого пользователя в списке учётных записей и дважды нажмите на него левой кнопкой мыши, чтобы войти в основное окно программы GMON.

В зависимости от возможностей установленной операционной системы Windows, в меню программы GMON будут доступны различные дополнительные функции.




меню программы GMON



Пункт меню Помощь

**Новая лицензия:** Если вы приобрели новую лицензию (например, на использование новых регистров программы GMON), введите полученные серийный номер и ключ лицензии и нажмите **<OK>**. Примечание: Чтобы получить доступ к окну активации новой лицензии, необходимо иметь права администратора на данном компьютере. Закройте программу и повторно запустите её следующим образом: нажмите правой кнопкой мыши на ярлык программы GMON и выберите пункт *Запуск от имени администратора*.



Окно активации новой лицензии